

Fakta



MODELL	Eloflex M-plus	Eloflex L	Eloflex L-Plus
Vægt*	26 kg	26 kg	26 kg
Hastighed	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Rækkevidde	30 km	30 km	30 km
Motor	2x trinløs højeffektmotor	2x trinløs højeffektmotor	2x trinløs højeffektmotor
Batteri	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt
Batterivægt	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Opladningstid	3 tim	3 tim	3 tim
Effekt	2 x 250 watt	2 x 200 watt	2 x 250 watt
Venderadius	80 cm	76 cm	78 cm
Forhjul	8" massive	8" massive	8" massive
Baghjul	12" luft	10" massive	12" luft
Siddehøjde	47 cm	52 cm	52 cm
Sædebredde	46 cm	46 cm	46 cm
Sædedybde	43 cm	43 – 48 cm	43 – 48 cm
Brugervægt	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg
Joystick	Venstre, højre eller på ryglæn**	Venstre, højre eller på ryglæn**	Venstre, højre eller på ryglæn**
Dyne	Aftagelig. Aftageligt hylster	Aftagelig. Aftageligt hylster	Aftagelig. Aftageligt hylster
Ryglæn	Løfte - og sænke funktion	Justerbart trim	Justerbart trim
Mål	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
-sammenklappet	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
Garanti	2 år	2 år	2 år
Artikelnr	7350006080029	7350006080067	7350006080043
Salgspris inkl moms	32 990 kr	29 990 kr	32 990 kr

* Totalvægt inkl et batteri / **Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør
 Anbefalet lufttryk for baghjul på Plus-modeller = min 2 kg max 3 kg.



Eloflex er klassificeret som et medicinteknisk hjælpemiddel hos lægemiddelstyrelsen i Sverige, den er CE-godkendt, testet og godkendt ifølge EN12184 og den opfylder gældende krav i loven for medicintekniske produkter.