

MODELL	ELOFLEX M-PLUS	ELOFLEX L	ELOFLEX F	ELOFLEX X	ELOFLEX H
VÆGT ¹	26 kg	26 kg	26 kg	28 kg	38 kg
HASTIGHED	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h
RÆKKEVIDDE	30 km	30 km	30 km	25 km	40 km
MOTOR	2 x Trinløs højeffekt motor	2 x Trinløs højeffekt motor	2 x Trinløs højeffekt motor	2 x Trinløs højeffekt motor	2 x Trinløs højeffekt motor
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 400 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5 AH/24V	2 x Litium ION 20 AH/24V
BATTERIEFFEKT	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 180 WH	2 x 480 WH
BATTERIVÆGT	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,2 kg
OPLADNINGSTID	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	5 tim
VENDERADIUS	80 cm	76 cm	78 cm	88 cm	99 cm
HJUL	8" front (massive) 12" bag (luft)	8" front (massive) 10" bag (massive)	8" front (massive) 12" bag (luft)	8" front (massive) 12" bag (luft)	9" front (luft) 13" bag (luft)
SIDDEHØJDE	47 cm	52 cm	52 cm	51 cm	54 cm
SIDDEBREDDE	46 cm	46 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	51 cm
SIDDEDYBDE	43 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	51 cm
BRUGERVÆGT	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 200 kg
JOYSTICK	Højre, venstre eller på ryglæn ²	Højre, venstre eller på ryglæn ²	Højre, venstre eller på ryglæn ²	Højre, venstre eller på ryglæn ²	Højre, venstre eller på ryglæn ²
SÆDE	Aftageligt foer, dække	Aftageligt foer, dække	Aftageligt. Aftageligt betræk	Dække	Aftageligt med aftageligt betræk
RYGLÆN	Højde- og sænkebart	Justerbart dækken	Justerbar vinkel ³ og betræk	Justerbar vinkel ³ og betræk	Justerbart stof
MÅL	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)	100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)	103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)
MÅTT SAMMENKLAPPET	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)	76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)	83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)
GARANTI	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år
ARTIKELNR	7350006080029	7350006080067	7350006080685	7350006080623	7350006080679
PRIS INKL MOMS	29 990 DKK	27 990 DKK	29 990 DKK	27 990 DKK	44 990 DDK

1) Totalvægt inkl et batteri på M-Plus, L, F og H. 2) Plejerkontrol kræver holder som sælges om tilbehør. 3) Vinkel 2, 12, 22 grader.

Anbefalet dæktryk på luffylldehjul = 2,5 kg