EL&FLEX



EN NY GENERATION AF ELEKTRISKE KØRESTOLE

HVORFOR VÆLGE ELOFLEX?

Med Eloflex kan du tage kontrollen over dit liv tilbage og genfinde friheden til at nyde gåture, rejser og udflugter med din egen bil. Endelig er der en praktisk og nyttig el-kørestol, designet i Sverige af kørestolsbrugere, som gør dit liv lettere og mere behageligt. Vores fleksible elektriske kørestole og scootere kan nemt opbevares i garderoben, så du kan bruge almindelige taxaer, bestille fly og tog og fortsætte med at bruge din egen bil eller en lejebil, når du er på ferie. Eloflex er præcis, hvad alle el-kørestole bør være. Oplev Eloflex-forskellen, og genopdag friheden!

SAMMENKLAPPELIG

Eloflex er en helt ny generation af foldbare el-kørestole med unikke funktioner. Den kan foldes sammen med et enkelt håndgreb, hvilket betyder, at den fylder meget lidt, både i hjemmet og i bilen, og dens usædvanligt lave vægt gør den nem at tage med. Med Eloflex får du din frihed tilbage, en frihed, som du kan folde sammen og tage med dig overalt.





LAV VÆGT

En Eloflex el-kørestol vejer op til 80 % mindre end en traditionel el-kørestol. Det faktum, at den også kan foldes sammen med et enkelt håndgreb, betyder en uovertruffen kombination. Den lave vægt og kompakte størrelse gør den nem at læsse ind i din egen bil. Endelig behøver du ikke længere at være afhængig af transporttjenester og handicapkørsel. Eloflex giver dig din frihed tilbage.

MODERNE TEKNOLOGI

Eloflex er udviklet med den nyeste teknologi. Højeffektive batterier med litiumteknologi er de gamle blybatterier overlegne, både hvad angår ydeevne og lavere vægt. De kraftige børsteløse motorer, der er monteret direkte på hvert hjul, er både mere støjsvage og mere effektive end de motorer, der bruges på traditionelle elektriske kørestole.





PÅ REJSE

Eloflex foldbare el-kørestole er perfekte til rejser, bilture og taxature på din feriedestination. Nu kan du besøge dine børnebørn eller familie og venner på dine egne betingelser.

EN NY GENERATION AF ELKØRESTOLE

Eloflex er en smart elektrisk kørestol, der passer til alle. Det er ligegyldigt, om du er ung eller gammel, stærk eller svag. Med en Eloflex får du mere frihed derhjemme og på rejser, og du er ikke afhængig af andre. Den lave vægt gør den nem at læsse ind i i din egen bil. Endelig behøver du ikke længere at være af transporttjenester.

SELVSTÆNDIG FRIHED

Det er nemt at se, hvordan en Eloflex kan have en positiv indflydelse på mange menneskers hverdag. En let, sammenklappelig el-kørestol er perfekt til at tage med i bilen og på rejser. En mulighed, der tidligere ikke fandtes, fordi normale el-kørestole vejer mellem 80-150 kg og ikke kan foldes sammen.

Desuden betyder det kompakte design og den høje rejsekomfort, at der ikke er nogen begrænsninger, når man er ude og rejse. Du kan nemt komme rundt i parken, i byen, i butikken og på en café eller restaurant.

Moderne batterier, der er godkendt af flyselskaber, gør, at du kan tage din Eloflex med dig, selv når du rejser med fly.





KOMPAKT OG SMIDIG

En traditionel el-kørestol er stor, klodset og vejer ofte over 100 kg. Den er umulig at have med i bilen, og den fylder meget i hjemmet og på rejsen. Men sådan behøver det ikke at være. Eloflex er en ny moderne type elektrisk kørestol af aluminium eller kulfiber. Man folder en Eloflex sammen med et enkelt håndgreb, hvilket betyder, at den fylder meget lidt, og dens usædvanligt lave vægt gør den nem at have med i bilen.

Takket være kompakte dimensioner, baghjulstræk og samme sædedesign som en manuel kørestol opnås lignende præstationer. Drejeradiusen er lille, og præcisionen er høj. Endelig er der en lille og smidig elektrisk kørestol, som kan manøvrere på trange steder og gennem smalle døre. Eloflex er en ny generation af elektriske kørestole med lav vægt og slank bredde.



Let at laste - let at have med

EKSTREMT LAV VÆGT



Sikker konstruktion med 2 års garanti

HØJ KVALITET




To batterier giver ekstra ro i sindet

LANGDISTANCE

MODEL F

Eloflex F er den mest efterspurgte el-kørestol. Med unikke egenskaber som et sammenklappeligt, kompakt design og en let aluminiumsramme har den revolutioneret hjælpemiddel branchen. Eloflex Model F har givet friheden tilbage til tusindvis af brugere, der har svært ved at gå.

Den alsidige model er velegnet til personer i alle aldre uanset behov og formål. Moderne teknologi med kraftige børsteløse motorer og to litiumbatterier som standard giver enestående køreegenskaber og en imponerende rækkevidde på over 30 km.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
27	30	52	120	2X 250

MODEL R

Eloflex model R er designet til at tilbyde overlegen komfort, tilgængelighed og ydeevne. Den giver en blød og behagelig køreoplevelse takket være avanceret affjedring på både for- og baghjul.
Med store baghjul sikres fremragende manøvredygtighed på forskellige underlag, og kombinerer stabilitet med komfort. Bygget til at kunne klare op til 160 kg, passer den et bredt spektrum af brugere, samtidig med at funktionaliteten opretholdes.

Justerbare armlæn og fodstøtter giver en mere skræddersyet pasform og understøtter modellens fokus på komfort. Med tre batteriopbevaringspladser tilbyder denne model udvidet brugstid til længere ture.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
29	30	55	160	2X 250

MODEL P

Eloflex P har en elektrisk vippefunktion på sædet, der gør det nemmere at komme ind og ud. Modellen er designet til dem, der har svært ved at komme op fra en almindelig stol. Med elektrisk løftehjælp bliver det både nemmere og mere sikkert at flytte sig. Den elektriske sædelift gør det også nemmere at nå højere op i skabe og hylder både derhjemme og i butikker.

Model P har en højere sædehøjde sammenlignet med vores andre modeller, hvilket gør ind- og udstigning endnu lettere. Siddehøjden og muligheden for at forhøje ryglænet trinløst gør derfor Eloflex P til et fremragende valg for de lidt højere brugere.



VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
28	30	54	160	2X 250

MODEL D2

Eloflex D2 er en innovativ sammenklappelig el-kørestol, der har det samme slanke design som vores andre el-kørestole, men med en smart konstruktion, så den kan skilles ad i to dele. De to dele vejer henholdsvis 14 og 16 kg, hvilket gør det lettere at transportere og få stolen ind i bilens bagagerum.

Den stabile D2-model er egnet til brugere, der vejer op til 160 kg, og er bekvem og nem at manøvrere. Eloflex D2 hjælper dig med at leve et aktivt liv, uanset om du går ture, rejser eller tager på hverdagsudflugter.




VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
14 + 16	30	50	160	2X 250

MODEL H

Med Eloflex Model H har vi gjort det umulige. En stærk el-kørestol, der er specielt designet til vores tungere og højere brugere, og kan anvendes af brugere, der vejer op til 200 kg. Den kan endda klappes sammen og transporteres i en almindelig bil.

Model H er en rummelig stol med gode køreegenskaber og masser af plads til fuldvoksne personer. Den generøse sædebredde, komfortable sædehøjde og designet giver en behagelig kørestilling for selv høje personer.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
43	40	54	200	2X 400

MODEL L2

Eloflex L2 er et prisvenligt alternativ til dig, der søger en kompakt og driftssikker el-kørestol, som er nem at folde sammen. Denne lette el-kørestol er nem at opbevare, flytte og håndtere i hverdagen.

Eloflex L2 leverer førsteklasses kvalitet i et ekstremt rejsevenligt format. Den vejer lige under 20 kg, har et robust aluminiumsstel og kan foldes sammen, så den nemt kan være på lidt plads. Det kompakte design er særligt fordelagtigt til indendørs brug, da det gør det nemt at manøvrere gennem smalle døråbninger og på trange steder.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
19,8	30	53	120	2X 200

MODEL H2

Eloflex Model H2 er designet tilbrugere, der har brug for en robust og pålidelig elektrisk kørestol, som er nem at transportere. Stellet af aluminium sikrerstyrke og holdbarhed, og det aftagelige design gør det muligt at skille kørestolen ad i to dele, hvilket betydeligt letter løft og håndtering, samtidig med at stellets robusthed bevares.

Med en maksimal brugervægt på 190 kg er H2 velegnet til tungere brugere, der har brug for pålidelig ydeevne både indendørs og udendørs. Affjedring på alle fire hjul øger kørekomforten og stabiliteten, mens den elektromagnetiske bremse sikrer en sikker opbremsning.

Eloflex Model H2 kombinerer en høj vægtkapacitet med et praktisk og transportvenligt design og tilbyder dermed en pålidelig mobilitetsløsning til hverdagen.



VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
42 (19+23)	30	58	190	2X 350

MODEL C3

Eloflex C3 kombinerer de mest værdsatte funktioner i en Eloflex med den banebrydende fordel ved kulfiberkonstruktion, hvilket gør den utrolig let og til din perfekte ledsager til daglig brug.

Eloflex C3 vejer kun 20 kg og har et slankt design suppleret med robuste hjul og kraftfulde Eloflex-motorer, der sikrer en overlegen og jævn køreoplevelse. Med en maksimal brugervægt på 160 kg og ekstra plads til ekstra batterier er Eloflex C3 konstrueret til at opfylde og overgå alle dine forventninger og tilbyder både pålidelighed og forbedret mobilitet.




VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
20	30	55	160	2X 250

MODEL K

Eloflex K er en kompakt, let og sammenklappelig el-kørestol designet til børn og teenagere i alderen 7 til 15 år. Model K giver børn og unge mulighed for at deltage aktivt i det, der sker omkring dem. Den gør det lettere for dem at deltage i hverdagsaktiviteter som skoleture, shopping, restaurantbesøg, udflugter og besøg hos venner og familie – helt uden behov for særtransport.

Model K er kompakt og let og har samme elegante design, som de andre Eloflex-modeller. Stolen er designet, så brugeren kan vokse sammen med stolen. Model K er nem at køre, hvilket gør det muligt for børn helt ned til 7 år at komme rundt på egen hånd.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
26	30	47-52	90	2X 250

MODEL S1

Med Eloflex' banebrydende og enestående hybridscooter kan du bevæge dig frit både indendørs og udendørs, samtidig med at du nemt kan transportere din scooter i bilen eller tage den med på flyet. Så der er intet, der forhindrer dig i at gå lange ture, shoppe, møde venner og familie og rejse.

En letvægtsscooter, der er nem at tage med, men alligevel robust nok til udendørs eventyr i udfordrende forhold. Eloflex S1 er bygget til at modstå alle vejrforhold, også de barske nordiske vintre, hvilket gør den til et alsidigt og pålideligt valg året rundt.





VÆGT I KG	RÆKKEVIDDE I KM	SÆDEHØJDE I CM	MAKS. BRUGERVÆGT I KG	EFFEKT I WATT
37,5	30	55-60	120	2X 250

EKSTRAUDSTYR

Gør din Eloflex endnu bedre ved at tilpasse den til dine behov med vores populære og smarte ekstraudstyr.



ELOFLEX PREMIUM PUDER

Ease by Eloflex er en serie af svenskproduceret tilbehør, som optimerer din brug af Eloflex.



SIDETASKE

Med Eloflex-sidetasken kan du nemt opbevare ting som din pung, telefon og andre ting, som du har brug for at have lige ved hånden.



REJSECOVER

Dette er det perfekte tilbehør til dem, der vil passe ekstra godt på deres Eloflex under transport, når de tjekker ind i lufthavnen eller læsser stolen i bilen.



NAKKESTØTTE

Nakkestøtten gør din Eloflex mere personlig og anvendelig, selv for de brugere, der har brug for lidt ekstra støtte til hoved og nakke.




HJÆLPERSTYRING

Takket være vores hjælperstyring kan personer, der går bagved eller ved siden af kørestolen, køre kørestolen ved hjælp af joysticket, så den siddende person nemt kan køre med.



JOYSTICK-FORLÆNGER

Eloflex har flere varianter af joystickudvidelser, der passer til ethvert tænkeligt behov.



LADEADAPTER

Med Eloflex-laderadapteren kan du koble opladeren direkte til batteriet.



JUSTERBAR FODSTØTTE

Vores justerbare fodstøtte giver dig mulighed for at finjustere vinklen på fodpladen fra 0 til 90 grader.




LÆSSERAMPE

Det er nemt at læsse din Eloflex ind i bilen ved hjælp af læsseramper, der er sammenklappelige og nemme at løfte.

EASE FORBEDRER DIN ELOFLEX-OPLEVELSE

Langvarigt siddende arbejde kan nogle gange føre til problemer som ømhed i balder og ryg, hudirritation, kramper eller i værste fald sår. Med Ease-komfortprodukter kan du forebygge problemer og undgå tryksår. Ease-produkterne lindrer også smerter og reducerer eksisterende problemer.

Vi ønsker, at du skal opleve endnu mere. Ease er designet til den aktive bruger, som sidder ned i længere tid, og som ønsker øget velvære på udflugter, rejser eller i hverdagen.



PREMIUM PUDE – EASE ONE

Ease One er en blød og ultrakomfortabel premium pude designet til personer, der sidder ned i længere tid ad gangen. Puden har en fjederkassette, der er strategisk placeret under siddeknoglerne og halebenet. Konturerne er også designet til at give optimal støtte og stabilitet for lårene. Ease One er særligt velegnet til brug i el-kørestole, da den avancerede affjedring beskytter ryggen og halebenet når underlaget er ujævnt.

PREMIUM PUDE – EASE WEDGE

Ease Wedge er en kileformet siddepude, som er højere foran. Den er specielt designet til at øge komforten for personer med lange ben, der sidder ned i længere tid ad gangen. Det ergonomiske design fordeler trykket og giver en blød følelse, der aflaster både lårben, siddeknogler og haleben.

EASE ARMREST CUSHION

Ease Armrest Cushion er en blød armlæns pude til din Eloflex. Den 1 cm tykke, bløde skumpolstring beskytter mod vibrationer og reducerer samtidig risikoen for tryksår og irritation. Det forbedrer også stabiliteten og forhindrer, at din arm glider af armlænet.

EASE BACKREST TUBE PADDING

Ease Tube er et blødt skumovertræk til ryglænet på din Eloflex. Tube giver en blødere og mere behagelig følelse, når du læner dig tilbage i din Eloflex. Du får ekstra støtte og komfort til din ryg, når du kører på ujævne overflader.

EASE LUMBAR SUPPORT

Ease Lumbar Support er en ergonomisk designet lændestøtte i viskoelastisk skum. Lændestøtten former sig efter din krop, giver dig en blød fornemmelse og reducerer træthed i ryggen.

EASE INKONTINENSBETRÆK

Det behøver ikke at være stressende eller kompliceret at håndtere inkontinens, når man sidder i kørestol. Vores vandtætte inkontinensunderlag forenkler og sikrer din hverdag og giver fremragende beskyttelse, selv mod regn og fugt, når du er udendørs.

Når livet pludselig ændrer sig

MARIE FANDT ÆGTE FRIHED MED ELOFLEX



Hopptimisten, eller Marie Hav Lunkvist, som hun egentlig hedder, har en baggrund som aktiv forretningskvinde og sidder i øjeblikket i kørestol på grund af sygdom. Hun ser livet som en gave og er fyldt med både håb og optimisme!



Jeg fik min Eloflex i februar 2018, da havde jeg haft andre kørestole i omkring seks år. Jeg er en aktiv person, som rejser meget med mine foredrag, og jeg er involveret i mange forskellige samfundsprojekter både privat og med min familie. Jeg rejser i bjergene og tager på skærgårdsture, og det blev hurtigt helt nødvendigt for mig at have en fleksibel og let el-kørestol ved disse lejligheder.

Det er ikke kun, når jeg rejser, at Eloflex er med mig, men alt fra ikke at kunne komme ind i overfyldte butikker eller en så hverdagsagtig ting som naboens dør, der er for smal til min almindelige elektriske kørestol, er et minde nu. Jeg behøver ikke længere at bekymre mig om ikke at kunne gøre, hvad jeg vil, når jeg vil og på mine egne betingelser. Det er frihed for alvor!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	F	R	P	D2	H	L2	H2	C3	K	S1
NETTO VÆGT	27 kg	29 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	19,8 kg	19+23 kg	20 kg	28,5 kg	37,5 kg
RÆKKE VIDDE	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	30 km	30 km	30 km	30 km
MAKS. LAST	120 kg	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg	120 kg	190 kg	160 kg	90 kg	120 kg
HASTIGHED	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
BATTERI	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	3x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V
VENDE RADIUS	78 cm	88 cm	85 cm	89 cm	99 cm	82,5 cm	94 cm	87 cm	78 cm	100 cm
HJUL FORAN	8" massive	8" massive	8" massive	8" massive	9" luft	8" massive	9" luft	10" luft	8" komfort	12" luft
HJUL BAK	12" luft	12" luft	12" luft	12" luft	13" luft	10" luft	13" luft	12" luft	12" luft	12" luft
SÆDE HØJDE	52 cm	55 cm	54 cm	50 cm	54 cm	53 cm	58 cm	55 cm	47-52 cm	55–60 cm
SÆDE BREDDE	45/50/55 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	43 cm	48 cm	43 cm	36-44 cm	45/50/55 cm
SÆDE DYBDE	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	44-47 cm	47 cm	44 cm	36 cm	40 cm
STØRRELSE (HXBXD)	95x63x100 cm	102,5x62x 108,5 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x 115 cm	97,3x59,2x 95,5 cm	102x65x 125 cm	95x63x100 cm	89x63x 100 cm	91x63x 105 cm
STØRRELSE FOLDED (HXBXD)	75x63x40 cm	44x62x89 cm	74x62x40 cm	67/52x 63/63x 50/35 cm	83x66x45 cm	74x59,2x 32 cm	54x65x98 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

Nettovægten inkluderer ikke batterier. Anbefalet lufttryk for luftfyldte hjul = 2,5 kg. Eloflex er klassificeret som medicinsk udstyr af det svenske lægemiddelagentur og opfylder de gældende krav i krav i EU's forordninger om medicinsk udstyr (MDR) (2017/745), som sikrer medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne. Den er CE-godkendt, testet og godkendt i henhold til EN12184, ISO-7176, IEC-60601, og batterierne er luftdygtige i henhold til UN38.3.

Besøg www.eloflex.dk for at finde lokal information, videoer, billeder og din nærmeste forhandler.

EL&FLEX

THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN